


## Etablieren Sie einen Allergietest auf dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft in Ihrer Praxis:

Profitieren Sie von unserem professionellen MADx-Service: Beratung, Geräteinstallation, Schulung und Service – alles aus einer Hand. Im ersten Schritt – einem persönlichen Beratungsgespräch – werden die individuellen Gegebenheiten Ihrer Praxis hinsichtlich Räumlichkeiten und Personalkapazitäten erfasst. Ihr Personal wird von unseren Mitarbeitern persönlich vor Ort geschult und anschließend im Rahmen der Geräteinstallation eingearbeitet. Auch nach der Installation steht Ihnen unser kompetenter Außendienst beratend zur Seite.

MADx Ansprechpartner in Deutschland	
 <p>Nord-West, Süd-West  <b>Ralf Honselmann</b>                      Phone: +49 (0) 175 416 8264                      E-Mail: honselmann@macroarraydx.com</p>	 <p>Nord-Ost, Süd-Ost  <b>Thomas Gehlhaar</b>                      Phone: +49 (0) 1525 4616830                      E-Mail: gehlhaar@macroarraydx.com</p>



Darüberhinaus können sie uns jederzeit über [support@macroarraydx.com](mailto:support@macroarraydx.com) kontaktieren.

## eLEARNING PLATTFORM - VON EXPERT:INNEN FÜR MEDIZINER:INNEN

Die MADx Academy ist eine Fortbildungsplattform von Expert:innen für Mediziner:innen. Unsere auf Wissenschaft basierte Philosophie verschafft uns einen Vorteil am Markt der Allergiediagnostik. Erweitern Sie Ihr Fachwissen für eine präzise Diagnose, um Ihren Patient:innen die besten Therapie- und Ernährungsempfehlungen bereitzustellen.

### VORTEILE

- 24/7 auf allen Geräten verfügbar
- Wissenschaftlich fundiert
- Zertifikat als Nachweis
- Kurze Videohäppchen

### MEHR ERFAHREN

Wenden Sie sich an Ihren MADx Ansprechpartner

**Impressum:**  
 Herausgeber: DermaMed eG • Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Dermatologie eG • Geschäftsstelle c/o med info GmbH • Hainenbachstr. 25 • 89522 Heidenheim  
 Tel: 07321 9469115, Fax: 07321 9469140 • info@dermamed-info-gmbh.de • www.bvdd.de • Vorstand: Dr. Steffen Gass, Dr. Jan Ter-Nedden, Frank Wallbrecht  
 • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Ralph von Kiedrowski • Bankverbindung: KSK Heidenheim, IBAN DE40 6325 0030 0046 0350 53, BIC SOLADES1HDH • Register: Amtsgericht Ulm, Gnr: 720087 • Ust-IdNr.: DE300389850 • Steuernr.: 64104/00781; Bildnachweise: MacroArray Diagnostics GmbH

## Bestellformular

Bestellung bitte per E-Mail an [orders@macroarraydx.com](mailto:orders@macroarraydx.com)



Hardware inkl. Software*	DermaMed-Preis	Marktpreis	Preisvorteil	Menge
ImageXplorer (manuell)	7.000,00 €	8.500,00 €	1.500,00 €	
MAX 9K (Automat)	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	
*Raptor-Server, Raven-Interpretationssoftware				
ALEX <sup>2</sup> -Kits	ARRAY-Einzelpreis	DermaMed-Preis	Marktpreis	Preisvorteil
20er	96,00 €	1.920,00 €	2.000,00 €	80,00 €
60er	90,57 €	5.433,96 €	6.000,00 €	566,04 €
100er	87,27 €	8.727,27 €	10.000,00 €	1.272,73 €
200er	80,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €
incl. 19% Tax				

- Lieferung versandkostenfrei!
- Kaufmiete erhalten Sie auf Anfrage.

### Vertragspartner

**MacroArray Diagnostics GmbH** | Lemböckgasse 59/Top 4 | 1230 Wien, Österreich  
 Phone: +43 (1) 865 25 73 | E-Mail: [office@macroarraydx.com](mailto:office@macroarraydx.com) | Website: [www.macroarraydx.com](http://www.macroarraydx.com)

Alle Preise inkl. AT-Umsatzsteuer von 19%, diese entfällt bei Vorlage Ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Sie zahlen dann nur 19% Erwerbssteuer in Deutschland).  
 Ein Vertragsverhältnis kommt erst nach Unterzeichnung des Miet- oder Kaufvertrages zustande.

- Ich bin Mitglied der DermaMed eG.
- Bitte senden Sie mir den Mitgliedsantrag der DermaMed eG zu.

Titel, Vorname, Name \_\_\_\_\_

Praxisanschrift \_\_\_\_\_  
 (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefonnummer \_\_\_\_\_ Faxnummer \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

Praxisstempel

# DermaMed Journal

Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Dermatologie eG

# DermaMed

in Kooperation mit




## ALEX<sup>2</sup>® Allergy Explorer – Der Schlüssel zur Allergie-Diagnose!

Der in-vitro-Multiplex-Allergietest ALEX<sup>2</sup>® ermöglicht die gleichzeitige Messung von Gesamt-IgE (tIgE) und spezifischem IgE (sIgE) gegen 295 Allergene (117 Allergenextrakte und 178 molekulare Allergene) aus allen relevanten Allergenquellen (z.B. Milben, Pollen, Nahrungsmittel u. v. m.).

Die DermaMed e. G. bietet ihren Mitgliedern dieses innovative Diagnostiksystem gemeinsam mit der Wiener Firma MacroArray Diagnostics GmbH (MADx) in einer Einkaufsaktion zu attraktiven Sonderpreisen an.

### Ihre Vorteile im Überblick:

- Flexible und zuverlässige Erstellung von Sensibilisierungsprofilen
- Gleichzeitige Messung von Gesamt-IgE und spezifischem IgE (295 Allergene) in einem Testlauf
- Professioneller MADx-Service
  - Beratung
  - Geräteinstallation
  - Schulung
  - AD-Service



„Wir wollen die Allergiediagnostik modernisieren und Ärzte dabei unterstützen, die Versorgung von Allergieklienten zu verbessern.“

Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die DermaMed eG meine oben stehenden Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die DermaMed eG meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt. Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der DermaMed eG finde ich auf der Homepage unter [www.bvdd.de/service/dermamed-eg](http://www.bvdd.de/service/dermamed-eg)

## Übersicht Allergengruppen ALEX<sup>2</sup><sup>®</sup>

Allergengruppe	Extrakte	molekulare Allergene
Baumpollen	11	16
Gräserpollen	4	8
Kräuterpollen	9	10
Milben & Schaben	3	23
Schuppen & Epithelien	5	20
Schimmel- und Hefepilze	2	10
Insektengifte	5	5
Ei & Milch	7	8
Fleisch	10	2
Gemüse	5	5
Getreide & Samen	14	7
Gewürze	6	1
Hülsenfrüchte & Nüsse	10	28
Meeresfrüchte	16	15
Obst	9	12
Andere	2	8

## Vollständige Liste aller 295 ALEX<sup>2</sup><sup>®</sup>-Allergene

MADx wurde 2016 von einem multidisziplinären Team mit jahrelanger Erfahrung im Bereich in-vitro Diagnostik in Wien gegründet. Zurzeit besteht unser Team aus über 60 Mitarbeitern, darunter erfahrene Spezialisten aus den Bereichen Forschung & Entwicklung, Produktion, Produktmanagement, Service und Vertrieb.



## ALEX<sup>2</sup><sup>®</sup> Publikationen



## ALEX<sup>2</sup><sup>®</sup> – Die Vorteile für Ihre Praxis

- Geringe Serummenge erforderlich (nur 100 µl)
- 295 Allergene, davon 59 molekulare Allergene exklusiv auf ALEX<sup>2</sup><sup>®</sup>
- **Nahezu CCD-freie Allergie-Diagnostik**
  - ALEX<sup>2</sup><sup>®</sup> ist das einzige CE-gekennzeichnete IgE-Testsystem, bei dem klinisch irrelevante CCD-Antikörper automatisch blockiert werden
  - Dadurch werden falsch positive Ergebnisse aufgrund von CCD-spezifischen IgE-Antikörpern beseitigt und eine hohe Spezifität gewährleistet
- **Individuelle Allergenauswahl**
  - Vermeidung von Paralyse durch Analyse
  - 15 vordefinierte Softwarepanels (basierend auf Allergengruppen oder Symptomen)
  - Einfache Erstellung individueller ALEX<sup>2</sup><sup>®</sup> Allergen-Softwarepanels möglich

## Ablauf



## ALEX<sup>2</sup><sup>®</sup> Musterbefund



## Welche Ausrüstung benötigen Sie für die Durchführung eines ALEX<sup>2</sup><sup>®</sup> Tests?

	
<b>ImageXplorer</b>	<b>MAX 9K</b>
<i>Manuelles System</i>	<i>Vollautomatisches System</i>
Ein kostengünstiges System mit sehr geringem Platzbedarf. Geeignet für Praxen mit kleinen Laborflächen und geringerem Durchsatz.	Vollautomatische Verarbeitung von 10 Proben in einem Lauf. Ein kleines Tischgerät für Praxen mit mittlerem Durchsatz.
Bestehend aus ImageXplorer (Leseinheit), 2 Array-Halter (für 12 Proben), Inkubationskammer, Lab-Rocker	
Leistung ImageXplorer <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-12* / 24 / 48 Proben pro manuellen Testlauf</li> <li>• 1-2 Testläufe pro Tag</li> <li>• 4,5 Stunden Gesamttestzeit pro Testlauf</li> <li>• Manuelle Bearbeitungszeit ca. 1 Stunde (inkl. visueller Ergebniskontrolle) pro Testlauf</li> </ul>	Leistung MAX 9K <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Proben pro automatischen Lauf</li> <li>• 3 Testläufe täglich</li> <li>• nur 3,5 Stunden Gesamtzeit pro Testlauf</li> <li>• Nur 10 Minuten Bearbeitungszeit pro Testlauf</li> <li>• Visuelle Ergebniskontrolle in nur 5 Minuten</li> </ul>
Platzbedarf: ca. B 50cm x T 40 cm x H 25cm	Platzbedarf: ca. B 61 cm x T 45 cm x H 60 cm